

Etiquette Patient

Etiquette Service

CONTACT LABO

Réception des prélèvements: 12853
DECT Biologiste: 36377
Laboratoire d'urgence / garde: 1685



Prescripteur :

Préleveur :

réservé au laboratoire

Date et Heure de prélèvement

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mois 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Heures 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Minutes 00 15 30 45

Sang Veineux

*Renseignements cliniques et thérapeutiques

.....
.....
.....
.....

1 Tube sec +gel 4 mL (bouchon ORANGE)

INTERLEUKINE - 18

Conditions préanalytiques :

=> Un tube sec 4ml sur gel séparateur

Délai d'acheminement :

=> Sur site : 4 heures à températures ambiante

=> Extérieur : centrifugation puis congélation à -20°C de l'échantillon dans les 4 heures qui suivent le prélèvement

Réservé au laboratoire

Abs ID feuille Tri préana
 Abs ID tube Abs. tube sec
 Discordance F/T Tube incorrect
 Tube surnuméraire Abs RC
 Date/Heure erroné Pneumatique
 Exam. annulé
 Non Conf. téléphonique
 Service non joignable

Il est impératif de cocher les cases avec un stylo noir. Ne pas utiliser de feutre