

Etiquette Patient

Etiquette Service

CONTACT LABO

Réception des prélèvements: 12853
DECT Biologiste: 36377
Laboratoire d'urgence / garde: 16850

Prescripteur :

Préleveur :

 Pas de résultats Cyberlab

Date et Heure de prélèvement

Jou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mois 1 2 3 4 5 6
 7 8 9 10 11 12

Heures 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Minutes 00 15 30 45

 Recherche

Sang Veineux

1 Tube Hépar. Lithium 4 mL (bouchon VERT)

 Hémoglobine libre plasmatique

Après accord téléphonique (DECT 36377)

Réservé au laboratoire

- La demande Hb libre génère une demande d'OROSO + HAPTO plasmatique.
- Après centrifugation, doser l'OROSO + HAPTO plasmatique.
- Prévenir le Biologiste.
- Transférer le tube dans le réfrigérateur d'hormonologie.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abs ID feuille | <input type="checkbox"/> Tri préana |
| <input type="checkbox"/> Abs ID tube | <input type="checkbox"/> Abs. Hépar. |
| <input type="checkbox"/> Discordance F/T | <input type="checkbox"/> Tube incorrect |
| <input type="checkbox"/> Tube surnuméraire | <input type="checkbox"/> Abs RC |
| <input type="checkbox"/> Date/Heure erroné | <input type="checkbox"/> Pneumatique |
| <input type="checkbox"/> Exam. annulé | |
| <input type="checkbox"/> Non Conf. téléphonique | |
| <input type="checkbox"/> Service non joignable | |

Il est impératif de cocher les cases avec un stylo noir. Ne pas utiliser de feutre